

DINO-LITE WIRELESS

100% MOBILE | 100% POLYVALENT | 100% QUALITÉ



SANS FIL SANS TRANSIGER SUR LA QUALITÉ ET LES FONCTIONNALITÉS

En tant que référence du secteur dans la microscopie numérique, Dino-Lite ne transige pas sur la qualité d'image, la flexibilité, les fonctionnalités du logiciel ou la robustesse. Deux années ont été nécessaires pour créer un tout nouveau concept et design qui présente la même qualité que tous les produits Dino-Lite et soit compatible avec les principaux systèmes d'exploitation, tels que iOS, Android ou Windows.



CAPUCHONS
INTERCHANGEABLES



EDOF
(EXTENDED
DEPTH OF FIELD)



FLC
(FLEXIBLE LED
CONTROL)



AMR
(AUTOMATIC
MAGNIFICATION READ-
ING)



FILTRE POLARISANT/
POLARISEUR



MESURES



EDR
EXTENDED DYNAMIC
RANGE



SANS FIL OU CÂBLÉ

Sans fil ou câblé en un même dispositif. Travaillez à l'aide d'un câble grâce au connecteur USB sur votre ordinateur portable ou votre PC avec toutes les options du logiciel. Ou travaillez de manière mobile avec l'adaptateur sans fil WF-20 intégré.



MOBILE SIGNIFIE FLEXIBILITÉ

Travaillez avec ou sans câble, utilisez le Dino-Lite Connect où vous voulez pour une inspection dans les endroits difficilement accessibles en usine, sur le terrain, dans un atelier ou dans une serre.



SOLUTION MULTI PLATE-FORME

iOS, Android ou Windows. Sans fil ou câblé via USB. Avec le Dino-Lite Connect, vous pouvez choisir le système d'exploitation le plus adapté à vos besoins. Le module sans fil WF-20 peut également diffuser sur plusieurs appareils en même temps. Convient pour l'enseignement ou la formation en classe.



CAPACITÉ SANS FIL

iOS, Android ou Windows. La microscopie sans fil n'a jamais été aussi facile.



DESIGN MODULAIRE

Passez du sans fil au câblé en un instant.



OPTIQUE DE QUALITÉ

Un grossissement jusqu'à 220x LWD, EDOF "focus-stacking" ou EDR contrast-stacking.



COMPACT

Petit, mais si puissant avec son format breveté léger et super compact



PUISSANT

Fonctions optiques haut de gamme EDOF ou EDR



SÉRIE EDGE

Conçu avec des composants de qualité inspirés de nos microscopes les plus performants.



SÉRIES DINO-LITE *WIRELESS*

(SÉRIES WF)

Dino-Lite
DIGITAL MICROSCOPE *CONNECT*



WF4115ZT

Le Dino-Lite WF4115ZT est un modèle wireless qui fait partie des séries Universal. Passez du sans fil au câblé en un instant. Travaillez à l'aide d'un câble via USB ou sans fil à l'aide de l'adaptateur sans fil amovible.

- Solution entièrement sans fil (inclut WF-20)
- USB 2.0, Capteur 1.3MP EDGE SENSOR
- Grossissement 20-220x
- Polariseur intégré (anti-reflet)
- Fonctionnalité de mesure approfondie
- Flexible LED control (FLC)
- Application iOS et Android gratuite

WF4115ZTL

Identique à WF4115ZT, mais avec

- Grossissement 10-140x
- Longue distance de travail

WF4515ZT

Le Dino-Lite WF4515ZT est un modèle wireless qui fait partie des séries Universal. Passez du sans fil au câblé en un instant. Travaillez à l'aide d'un câble via USB ou sans fil à l'aide de l'adaptateur sans fil amovible.

- Solution entièrement sans fil (inclut WF-20)
- USB 2.0, Capteur 1.3MP EDGE SENSOR
- Grossissement 20-220x
- Polariseur intégré (anti-reflet)
- Fonctionnalité de mesure approfondie
- Flexible LED control (FLC)
- Automatic Magnification Reading (AMR)
- Application iOS et Android gratuite

WF4515ZTL

Identique à WF4515ZT, mais avec

- Grossissement 10-140x
- Longue distance de travail

WF4915ZT

Le Dino-Lite WF4915ZT est un modèle wireless qui fait partie des séries Universal. Passez du sans fil au câblé en un instant. Travaillez à l'aide d'un câble via USB ou sans fil à l'aide de l'adaptateur sans fil amovible.

- Solution entièrement sans fil (inclut WF-20)
- USB 2.0, Capteur 1.3MP EDGE SENSOR
- Grossissement 20-220x
- Polariseur intégré (anti-reflet)
- Fonctionnalité de mesure approfondie
- Flexible LED control (FLC)
- Automatic Magnification Reading (AMR)
- Extended Depth of Field (EDOF)
- Extended Dynamic Range (EDR)
- Application iOS et Android gratuite

WF4915ZTL

Identique à WF4915ZT, mais avec

- Grossissement 10-140x
- Longue distance de travail

SÉRIE DINO-LITE *WIRED*

(SÉRIES AF)



AF4115ZT

Le Dino-Lite AF4115ZT fait partie des séries Universal et se connecte à votre appareil via USB. Le AF4115ZT dispose d'une capacité sans fil, mais nécessite le optionnel WF-20 pour en faire une solution sans fil à part entière.

- Capacité sans fil, nécessite l'adaptateur WF-20 (optionnel)
- USB 2.0, Capteur 1.3MP EDGE SENSOR
- Grossissement 20-220x
- Polariseur intégré (anti-reflet)
- Fonctionnalité de mesure approfondie
- Flexible LED control (FLC)

AF4115ZTL

Identique à AF4115ZT, mais avec

- Grossissement 10-140x
- Longue distance de travail

AF4515ZT

Le Dino-Lite AF4515ZT fait partie des séries Universal et se connecte à votre appareil via USB. Le AF4515ZT dispose d'une capacité sans fil, mais nécessite le optionnel WF-20 pour en faire une solution sans fil à part entière.

- Capacité sans fil, nécessite l'adaptateur WF-20 (optionnel)
- USB 2.0, Capteur 1.3MP EDGE SENSOR
- Grossissement 20-220x
- Polariseur intégré (anti-reflet)
- Fonctionnalité de mesure approfondie
- Flexible LED control (FLC)
- Automatic Magnification Reading (AMR)

AF4515ZTL

Identique à AF4515ZT, mais avec

- Grossissement 10-140x
- Longue distance de travail

AF4915ZT

Le Dino-Lite AF4915ZT fait partie des séries Universal et se connecte à votre appareil via USB. Le AF4915ZT dispose d'une capacité sans fil, mais nécessite le optionnel WF-20 pour en faire une solution sans fil à part entière.

- Capacité sans fil, nécessite l'adaptateur WF-20 (optionnel)
- USB 2.0, Capteur 1.3MP EDGE SENSOR
- Grossissement 20-220x
- Polariseur intégré (anti-reflet)
- Fonctionnalité de mesure approfondie
- Flexible LED control (FLC)
- Automatic Magnification Reading (AMR)
- Extended Depth of Field (EDOF)
- Extended Dynamic Range (EDR)

AF4915ZTL


Identique à AF4915ZT, mais avec

- Grossissement 10-140x
- Longue distance de travail



Dino-Lite
Digital Microscope

The Industry Standard



Version 2020/Q1 © Dino-Lite Europe/IDCP B.V. L'utilisation et/ou la reproduction non autorisées de ce matériel sans l'autorisation expresse et écrite de notre part est strictement interdite.

Dino-Lite Europe est l'importateur unique et le distributeur principal européen pour les produits Dino-Lite. Les produits Dino-Lite sont vendus par des centaines de partenaires locaux, veuillez vérifier www.dino-lite.eu/wheretobuy pour le meilleur revendeur dans votre région

IDCP

IDCP B.V.
Manuscriptstraat 12-14
1321 NN Almere
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 20 6186322

info@dino-lite.eu
www.dino-lite.eu