

Dino-Eye AM7025X

můžete svůj běžný mikroskop změnit na digitální.

- ▶ 5 Megapixelový rozlišení
- ▶ Vhodný pro okuláry 23, 30, 30.5 mm
- ▶ Pokročilá softwaru
- ▶ Velice kvalitní obraz a úžasnou reprodukcí barev
- ▶ Pro adaptérem C-mount



Dino-Eye AM7025X




k dispozici také ve verzi 1.3MP (AM4025X)

Okulárová kamera DinoEye Edge 5MP přináší velice kvalitní obraz a úžasnou reprodukci barev. Díky tomu je DinoEye kamera vhodná pro náročné aplikace, při kterých hraje reprodukce barev zásadní roli, např. v patologickém výzkumu nebo při kontrole jakosti.

Díky velkému zornému poli toho na jednom obrazu zachytíte mnohem více. Kameru Dino-Eye o průměru 23 mm lze buď přímo vyměnit za okulár mikroskopu, nebo ji lze nasadit s pomocí dodávaných adaptérů o průměru 30 mm nebo 30,5 mm.

Apro připojení kamery DinoEye k adaptéru c-mount (není součástí balení) na trino-

kulární hlavici mikroskopu je také možné použít závit c-mount, který je dodáván s 30,5mm adaptérem. Okulárovou kameru AM7025X lze nasadit na téměř všechny prodávané značky a modely mikroskopů. Kamera AM7025X dodáváme se softwarem DinoCapture pro Windows či se softwarem DinoXcope pro MAC, který umožňuje měření, připojování poznámek, natáčení videa, zachycování časosběrných fotografií atd.



Dino-Lite
Digital Microscope
The Industry Standard



IDCP

IDCP B.V.
Manuscriptstraat 12-14
1321 NN Almere
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 20 6186322

info@dino-lite.eu
www.dino-lite.eu