

kraftfuld  
bærbar  
alsidig



# en kraftfuld og bærbar løsning

Dino-Lite digitale mikroskoper leverer en effektiv, bærbar og detaljerig løsning til mikroskopisk inspicering, med op til 900x forstørrelse og 5 megapixels opløsning til højkvalitets afbildning og optik, omfattende software og avanceret hardware, der adskiller Dino-Lite-serien fra andre lignende produkter. Som opfinderen af det håndholdte digitale USB-mikroskop, er Dino-Lite nu markedsleder og industristandard for håndholdte mikroskoper. Nu til dags er Dino-Lites digitale mikroskop et uundværligt instrument for tusindvis af professionelle firmaer og private verden over.

Med over 150 forskellige modeller, tilbyder Dino-Lite-serien flere tilslutningsmuligheder: USB, Tv eller VGA, såvel som specialiseret illumination, fx ultraviolet eller infrarødt, samt talrige forstørrelsesmuligheder. En bred vifte af stande og tilbehør fuldender produkserien, og sikrer at Dino-Lite serien tilbyder løsninger, der imødekommer kravene fra private brugere såvel som de mest krævende professionelle.

**Lille i størrelse, men fuld af funktionalitet. Dino-Lites digitale mikroskop er et teknologisk vidunder.**



# Dino-Lite universal Flere oplysninger på: [www.dino-lite.eu/universal](http://www.dino-lite.eu/universal)

Dino-Lite Universal-serien tilbyder en bred vifte af produkter med den højeste billedkvalitet samt meget brugervenlig software med omfattende målefunktioner og ere unikke hard-og software-funktioner til at tilfredsstille den mest krævende bruger.

## Vigtige funktioner

- ▶ Forstørrelser på op til 220x
- ▶ 1,3 megapixel eller 5 megapixel
- ▶ Med eller uden polariserings lter
- ▶ Aluminiumlegeringshus eller komposit hus
- ▶ Edge series med Extended Depth of Field (EDOF), Extended Dynamic Range (EDR), Flexible LED Control (FLC) og Automatic Magnification Reading (AMR)



# Dino-Lite high magnification Flere oplysninger på: [www.dino-lite.eu/highmagnification](http://www.dino-lite.eu/highmagnification)

Dino-Lite-modeller inden for Høj Forstørrelse-serien overstiger en forstørrelse på 200 gange og tilbyder forstørrelser på 400x, 500x eller endda fantastiske 900 gange.



## Vigtige funktioner

- ▶ Forstørrelser på op til 900x
- ▶ 1,3 megapixel eller 5 megapixel
- ▶ Med eller uden polariseringsfilter
- ▶ Aluminiumlegeringshus eller komposit hus
- ▶ Edge series med Extended Depth of Field (EDOF), Extended Dynamic Range (EDR), Flexible LED Control (FLC) og Automatic Magnification Reading (AMR)



# Dino-Lite long working distance Flere oplysninger på: [www.dino-lite.eu/longworkingdistance](http://www.dino-lite.eu/longworkingdistance)

Til opgaver, hvor ekstra afstand til objektet og et større synsfelt kræves, tilbyder Dino-Lite en serie af mikro-skoper med lang arbejdsafstand. Den ekstra arbejdsafstand og det større synsfelt gør denne serie til en ideel løsning til opgaver såsom reparation, omarbejde eller samling, eller til arbejde med pladskrævende genstande eller skrøbelige genstande, der ikke kan røres.

## Vigtige funktioner


- ▶ Forstørrelser fra 5 til 140x
- ▶ Lang arbejdsafstand på op til 43 cm
- ▶ 1,3 megapixel eller 5 megapixel
- ▶ Med eller uden polariserings lter
- ▶ Aluminiumlegeringshus eller komposit hus
- ▶ Edge series med Extended Depth of Field (EDOF), Extended Dynamic Range (EDR), Flexible LED Control (FLC) og Automatic Magnification Reading (AMR)



# Dino-Lite special lighting

Flere oplysninger på: [www.dino-lite.eu/special-lighting](http://www.dino-lite.eu/special-lighting)


Mange specialiserede anvendelser inden for videnskab, retsvidenskab, industri, ingeniørvidenskab eller på det medicinske område, kræver særlig belysning. Til mange specielle anvendelser, blev Dino-Lite-modeller skabt med ultraviolet belysning, infrarød belysning, uoescerende belysning eller endda kombinationer mellem de forskellige belysningstyper.



Ultraviolet (UV)




Fluorescens



Stroboskopisk lys



Infrarød (IR)



# Dino-Lite high speed Flere oplysninger på: [www.dino-lite.eu/highspeed](http://www.dino-lite.eu/highspeed)



For at arbejde i miljøer, hvor du ikke kan eller ikke ønsker at bruge en computer, er et mikroskop med en HDMI/DVI, VGA, eller USB måske den bedste løsning.

## USB 3.0-forbindelse



Højhastigheds modeller, der tilsluttes direkte til en computer via et USB 3.0-stik.

## High Definition-forbindelse (HD)



Højhastigheds modeller, der tilsluttes direkte til en computermonitor eller en tv-skærm via et DVI-stik.

## VGA-forbindelse



Højhastigheds modeller, der tilsluttes direkte til en computermonitor/ VGA-skærm via et VGA (D-SUB)-stik.

# Dino-Lite wireless

Flere oplysninger på: [www.dino-lite.eu/connect](http://www.dino-lite.eu/connect)

Lille, men kraftfuld i en letvægts- og super-kompakt formfaktor med eksklusive optiske funktioner. Dino-Lite er verdens mest populære og kendte håndholdte digitale mikroskop. Hardware- og software-specifikationer og funktioner har adskilt Dino-Lite fra resten. Nu bringer vi samme kraft, men i en helt trådløs løsning.



## Vigtige funktioner

- ▶ 20-220x forstørrelse
- ▶ 1.3 megapixel edge sensor
- ▶ Integreret Polarizer (anti-refleksion)
- ▶ Klar til trådløs, kræver WF-20 adapter (valgfri)
- ▶ Edge series med Extended Depth of Field (EDOF), Extended Dynamic Range (EDR), Flexible LED Control (FLC) og Automatic Magnification Reading (AMR)
- ▶ Gratis iOS- og Android-app

ANDROID APP ON  
Google play

Available on the  
App Store



# Dino-Lite wifi-streamer



Brug dit Dino-Lite mikroskop trådløst med en iPad, iPhone eller anden mobilenhed.

Flere oplysninger på:  
[www.dino-lite.eu/wi-streamer](http://www.dino-lite.eu/wi-streamer)



# Dino-Eye eyepiece cameras

Med Dino-Lite okular-kameraer kan du forvandle dit konventionelle mikroskop til et digitalt mikroskop. Du kan nemt erstatte okularet på dit ikke-digitale mikroskop med DinoEye- okularet og tilslutte det via USB til din computer.

Flere oplysninger på: [www.dino-lite.eu/eyepiece-cameras](http://www.dino-lite.eu/eyepiece-cameras)



## Vigtige funktioner

- ▶ 1,3 megapixel eller 5 megapixel
- ▶ der passer til mikroskoper med 23, 30 eller 30,5 mm okularer.
- ▶ Kan også tilsluttes til c-mount

## Dino-Lite basic




Til generelle anvendelse, hvor høj billedopløsning og avanceret hardware-og software-funktioner ikke er strengt nødvendige, er Dino-Lite basic-serien et godt valg.

Flere oplysninger på: [www.dino-lite.eu/basic](http://www.dino-lite.eu/basic)

## Dino-Lite accessories

En robust og pålidelig stativ-løsning er et "must-have" for dit højpræcisions Dino-Lite digitale mikroskop. En bred vifte af stativer, hætter, mikroskopborde og andet tilbehør tilbydes.

Flere oplysninger på: [www.dino-lite.eu/accessories](http://www.dino-lite.eu/accessories)



# Dino-Lite software & SDK




## Dino-Lite software

Et professionelt, pålideligt software miljø er afgørende, når du arbejder med computerudstyr såsom et USB-mikroskop. Alle Dino-Lite USB-produkter leveres med et internt udviklet softwareprogram.

## Dino-Lite software development kit

Har du brug for et Dino-Lite-digitalmikroskop, men har brug for ekstra tilpasning eller funktioner? Vi kan også levere et software-udviklingskit (SDK), som gør det muligt for udviklere nemt at tilføje styring af Dino-Lite-digitalmikroskoper.



**Dino-Lite**  
**Digital Microscope**

**The Industry Standard**



Version 2020/Q1 © Dino-Lite Europe / IDCP B.V. Uautoriseret brug og / eller duplikering af dette materiale uden udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra os er strengt forbudt.

Dino-Lite Europa er den eneste europæiske importør og masterdistributør for Dino-Lite-produkter. Dino-Lite-produkter sælges af hundrevis af lokale partnere, tjek venligst [www.dino-lite.eu/wheretobuy](http://www.dino-lite.eu/wheretobuy) for den bedste forhandler i dit område.

**IDCP**

IDCP B.V.  
Manuscriptstraat 12-14  
1321 NN Almere  
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 20 6186322

[info@dino-lite.eu](mailto:info@dino-lite.eu)  
[www.dino-lite.eu](http://www.dino-lite.eu)