

potente
portatile
versatile



una soluzione, potente, portatile

I microscopi digitali Dino-Lite forniscono una soluzione ricca, potente, portatile e funzionale per l'ispezione al microscopio con ingrandimenti fino a 900x e risoluzione fino a 5 megapixel. Immagini di alta qualità e ottiche, dispongono di software ricco e caratteristiche hardware avanzate che pongono Dino-Lite al di sopra di tutti i prodotti analoghi. In qualità di inventore del microscopio USB digitale portatile, Dino-Lite è ora leader di mercato e riferimento di settore per i microscopi portatili digitali. Oggi il microscopio digitale Dino-Lite è uno strumento insostituibile per migliaia di aziende e professionisti di tutto il mondo.

Con oltre 150 modelli diversi, la gamma Dino-Lite offre molteplici opzioni di connettività: USB 2.0, USB 3.0, TV o VGA, così come illuminazione specializzata, ad esempio ultravioletti o infrarossi, e numerose gamme di ingrandimento. Una vasta gamma di supporti e accessori completa la linea di prodotti e assicura che la gamma Dino-Lite offra soluzioni per soddisfare tutte le esigenze, da quelle degli utenti di casa fino al professionista più esigente.

Di piccole dimensioni, ma ricco di funzionalità.
Il microscopio digitale Dino-Lite è una meraviglia della tecnologia.



Dino-Lite universal

Maggiori informazioni su: www.dino-lite.eu/universal

La serie Dino-Lite Universal fornisce una vasta gamma di prodotti con la massima qualità delle immagini, così come il software molto user-friendly con funzioni di misura complete ed esclusive caratteristiche hardware e software per soddisfare gli utenti più esigenti.

Caratteristiche chiave

- ▶ Ingrandimento f1 no a 220 volte
- ▶ 1,3 megapixel o 5 megapixel
- ▶ Con o senza filtro di polarizzazione
- ▶ Alloggiamento in lega di alluminio o custodia in composito
- ▶ Edge series con Extended Depth of Field (EDOF), Extended Dynamic Range (EDR), Flexible LED Control (FLC) e Automatic Magnification Reading (AMR)



Dino-Lite high magnification Maggiori informazioni su: www.dino-lite.eu/highmagnification

I modelli Dino-Lite all'interno della serie ad alto ingrandimento superano un ingrandimento di 200 volte e offrono ingrandimenti di 400x, 500x o anche uno straordinario 900 volte.



Caratteristiche chiave

- ▶ Ingrandimento fino a 900 volte
- ▶ 1,3 megapixel o 5 megapixel
- ▶ Con o senza filtro di polarizzazione
- ▶ Alloggiamento in lega di alluminio o custodia in composito
- ▶ Edge series con Extended Depth of Field (EDOF), Extended Dynamic Range (EDR), Flexible LED Control (FLC) e Automatic Magnification Reading (AMR)



Dino-Lite long working distance Maggiori informazioni su: www.dino-lite.eu/longworkingdistance

Per lavori in cui è richiesta distanza in più per l'oggetto e un campo visivo più ampio, Dino-Lite offre una serie di microscopi con lunga distanza operativa. La distanza operativa in più e il campo visivo più ampio rendono questa serie una soluzione ideale per attività quali riparazione, rilavorazione o assemblaggio oppure per lavorare con oggetti ingombranti o oggetti fragili che non possono essere toccati.

Caratteristiche chiave

- ▶ Ingrandimento da 5 a 140 volte
- ▶ Lunga distanza operativa fino a 43 cm
- ▶ 1,3 megapixel o 5 megapixel
- ▶ Con o senza filtro di polarizzazione
- ▶ Alloggiamento in lega di alluminio o custodia in composito
- ▶ Edge series con Extended Depth of Field (EDOF), Extended Dynamic Range (EDR), Flexible LED Control (FLC) e Automatic Magnification Reading (AMR)



Dino-Lite special lighting

Maggiori informazioni su: www.dino-lite.eu/special-lighting

Molte applicazioni specializzate nei campi di scienza, medicina legale, industria, ingegneria o in campo medico, richiedono un'illuminazione speciale. Per molte applicazioni specifici che sono stati creati modelli Dino-Lite con illuminazione ultravioletta, illuminazione a infrarossi, luce fluorescente o anche combinazioni tra i diversi tipi di illuminazione.



Ultravioletti (UV)




Fluorescenza



Luce Stroboscopica



Infrarosso (IR)



Dino-Lite high speed Maggiori informazioni su: www.dino-lite.eu/highspeed



Per lavorare in ambienti in cui non si desidera utilizzare un computer, o quando è necessario una trasmissione video in tempo reale, un Dino-Lite con connessione HDMI/DVI, VGA, o USB 3.0 potrebbe essere la soluzione migliore.

USB 3.0 connessione



Modelli ad alta velocità che si connettono a un computer tramite un connettore USB 3.0.

Connessione ad alta definizione (HD)



Modelli ad alta velocità che si connettono a un monitor di computer o a uno schermo TV tramite un connettore DVI.

Collegamento VGA diretto



Modelli ad alta velocità che si connettono a un monitor di computer/schermo VGA tramite un connettore VGA (D-SUB).

Dino-Lite wireless

Maggiori informazioni su: www.dino-lite.eu/connect

Piccolo, ma potente in un fattore di forma leggero e super compatto con caratteristiche ottiche di fascia alta. Dino-Lite è il microscopio digitale portatile più famoso e rinomato al mondo. Le specifiche e le caratteristiche hardware e software sono alla base della sua originalità. Ora ritrova la stessa potenza di Dino-Lite, ma in una soluzione completamente senza fili".



Caratteristiche chiave

- ▶ Ingrandimento fino a 220x
- ▶ 1.3 megapixel edge sensor
- ▶ Polarizzatore integrato (antiriflesso)
- ▶ Soluzione completamente wireless (per le serie WF)
- ▶ Edge series con Extended Depth of Field (EDOF), Extended Dynamic Range (EDR), Flexible LED Control (FLC) e Automatic Magnification Reading (AMR)
- ▶ App gratuita per iOS e Android



Dino-Lite wifi-streamer



Usate il microscopio digitale Dino-Lite in modalità wireless con un ipad, un o un altro dispositivo mobile. Scarica l'applicazione DinoConnect su App Store o Google Play.

Maggiori informazioni su:


www.dino-lite.eu/wifstreamer



Dino-Eye eyepiece cameras

Con le telecamere oculari DinoEye potete trasformare il microscopio convenzionale in un microscopio digitale. Potete facilmente sostituire l'oculare del vostro microscopio non digitale con l'oculare DinoEye e collegarlo via USB al computer.

Maggiori informazioni su: www.dino-lite.eu/eyepiece-cameras



Caratteristiche chiave

- ▶ 1,3 megapixel o 5 megapixel
- ▶ adattatori per inserirsi in microscopi con oculari da 23, 30 o 30,5 mm.
- ▶ Può anche connettersi a c-mount

Dino-Lite basic




Per applicazioni generiche, dove la risoluzione di immagine e le caratteristiche hardware e software avanzate non sono strettamente necessarie, la serie Dino-Lite Basic rappresenta una buona scelta.

Maggiori informazioni su: www.dino-lite.eu/basic

Dino-Lite accessories

Una soluzione di supporto robusta e affidabile è un must-have per il vostro microscopio digitale ad alta precisione Dino-Lite. Viene offerta una vasta gamma di supporti, cappucci, tavole da microscopio e altri accessori.

Maggiori informazioni su: www.dino-lite.eu/accessories




Dino-Lite software & SDK



Dino-Lite software + kit di sviluppo software (sdk)

Un ambiente software professionale e affidabile è indispensabile quando si lavora con apparecchiature computerizzate come un microscopio USB. Tutti i prodotti USB Dino-Lite sono distribuiti con un programma software sviluppato internamente. L'integrazione di sistemi (system integration) consiste nell'unire sottosistemi componenti in un sistema e garantire che i sottosistemi funzionino insieme. La visualizzazione con (alto) ingrandimento è spesso la chiave per fornire controlli o analisi visivi o automatici.



Dino-Lite
Digital Microscope

The Industry Standard



Versione 2020/Q1 © Dino-Lite Europe / IDCP B.V. L'utilizzo e/o la duplicazione non autorizzati di questo materiale senza permesso esplicito e scritto da parte nostra sono rigorosamente vietati. Dino-Lite Europe è l'importatore esclusivo per l'Europa e il distributore principale dei prodotti Dino-Lite. I prodotti Dino-Lite sono venduti da centinaia di partner locali, si prega di verificarli su www.dino-lite.eu/wheretobuy il rivenditore più comodo nella propria regione.

IDCP

IDCP B.V.
Manuscriptstraat 12-14
1321 NN Almere
The Netherlands

Telephone: +31 (0) 20 6186322

info@dino-lite.eu
www.dino-lite.eu